



ソックスエイド(3Dプリンタ製)



License:
Socks Aid by SONOKO

主な対象者の状態	医療法人寿会かわな病院の作業療法士平松氏より依頼。 3Dプリンタ製のソックスエイドの形がこれまでにないもので、リハビリ室に設置して対象となる方に試していただこうと思う。
用途・場面	
種類	自具
機能・特徴	いすに腰掛けた状態で、膝を曲げなくても靴下を履くことができる。 靴下の履き口を広げた状態にすることができる。
使い方	靴下の履き込み口を広げるように半筒状の斜め上方部分に広げてひっかける。 土台部分を片足で踏み固定しながら、靴下を履き足先を履き込み口から入れて足底を筒状の先へつけるように足を伸ばす。
制作費	