

車椅子レインコート下肢用、裏フリース着脱できるタイプ



主な対象者の状態	脳性麻痺で、電動車椅子利用中。 外出時に一人で下肢用の車椅子レインコートを着たり、脱いだりしたい。 裏地にフリースがついていて、つけ外しできるタイプが希望。 車椅子移動時はカバンを膝上に置くので、その大きさも考慮して作ってほしい。
用途・場面	更衣
種類	衣類、衣類
機能・特徴	雨天時に電動車椅子で移動する際に衣類(特に下半身)が濡れないことと、頭部が濡れないことを目的に、下肢用レインコートとレインハットを制作する。冬の寒さ対策を兼ねてレインコート裏地にボア素材をつけ外しできるようにする。
使い方	・下肢用レインコートは、ウエスト部(リング状)を頭からかぶる。 ・電動車いすの操作部を目視できるように、塩ビ素材の窓の位置を合わせる。 ・レインハットをかぶる。 ・暑い季節は、レインコートにとりつけたボア布地を取り外す。寒い季節は、マフラーを使用する。
制作費	¥900