

# 入浴用いすのひじ掛けの製作

## 1 相談内容

相談者は自分に合った入浴用いすを探すために来所されました。本人は、なごや福祉用具プラザの展示品から自分の体格や使い勝手から入浴用いすを選び試用しましたが、身長が高いので既存のひじ掛けの高さでは低くて身体を安定させることが難しいとわかりました。そこで、それをかさ上げすることで、ひじ掛けの高さを調整することにし、本人も同意されたので製作することになりました。

## 2 利用者プロフィール

30代男性、脳性まひにより身体障害者手帳1級であり、1人暮らしをしています。移動には電動車いすを利用しています。入浴時はヘルパーに手伝ってもらいながらも浴槽へは自分で入ることができます。

## 3 対応

既存の商品のひじ掛けからどれだけかさ上げをするか、本人に座っていただき検討しました。その結果、8cmほどかさ上げすれば、本人の身体(体幹)も安定することがわかりました。材料には車いすクッションのウレタン素材を使用し、お湯がかかっても濡れないようにシャワーカーテンの生地で覆って製作しました。またマジックテープを使用して既存のひじ掛けと重ねて締め付ける固定方法を採用しました。



製作のイメージ



ひじ掛けに取り付けた様子

## 4 結果

本人からはヘルパーに身体を洗ってもらう際に、身体が安定し、安全に使うことができると感想をいただきました。